



Balanzas, electrónicas, compactas, serie 440

Balanzas, electrónicas, compactas, serie 440

Con características como la formulación, los programas de recuento de piezas y la alta precisión, estas balanzas son ideales para las tareas rutinarias de laboratorio. Cubierta de seguridad para el teclado y la carcasa estándar. El programa de ajuste de la calibración mantiene la precisión. Pantalla LCD con dígitos de 15 mm de altura. Puede funcionar con pilas (bloque de 9 V). Con plataforma de balanza de acero inoxidable, excepto 440-21A.

Dimensiones (An x L x Alt): 165 x 230 x 80 mm

Peso: aprox. 1 kg

Fuente de alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09901340	Electronic precision balance 440-21A /1	1 pz.
LLG09901341	Electronic precision balance 440-35A /1	1 pz.
LLG09901342	Electronic precision balance 440-49A /1	1 pz.
LLG09901344	Electronic precision balance 440-43N /1	1 pz.
LLG09901345	Electronic precision balance 440-51N /1	1 pz.
LLG09901346	Electronic precision balance 440-45N /1	1 pz.
LLG09901347	Electronic precision balance 440-47N /1	1 pz.
LLG09901348	Electronic precision balance 440-33N /1	1 pz.
LLG09901350	Electronic precision balance 440-53N /1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

