

**Estuche de pinzas de precisión, cinco piezas, acero inoxidable****Ideal-tek****Estuche de pinzas de precisión, cinco piezas, acero inoxidable**

Estuche de pinzas de precisión, de acero inoxidable anti-magnético y resistente a los ácidos en una caja de cartón con un trozo de espuma dentro, que incluye:

120 mm, fuerte, biselar, ancha (1 x 6.266 873)

120 mm plana, precisa, puntas redondas (1 x 6.266 874)

110 mm muy afilada, fina, corta (1 x 6.266 875)

110 mm puntas extrafinas (1 x 6.266 876)

115 mm muy fina, curvada (1 x 6.266 877)



Code	Description	Packaging
LLG09160124	Tweezers Set, high precisionanti-magn/5	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

