

**Estuche de pinzas de precisión, cinco piezas, acero inoxidable****Ideal-tek****Estuche de pinzas de precisión, cinco piezas, acero inoxidable**

Estuche de pinzas de precisión, de acero inoxidable anti-magnético y resistente a los ácidos en una caja de cartón con un trozo de espuma dentro, que incluye:

- 120 mm, fuerte, biselar, ancha (1 x 6.266 873)
- 120 mm plana, precisa, puntas redondas (1 x 6.266 874)
- 110 mm muy afilada, fina, corta (1 x 6.266 875)
- 110 mm puntas extrafinas (1 x 6.266 876)
- 115 mm muy fina, curvada (1 x 6.266 877)



Code	Description	Packaging
LLG09160124	Tweezers Set, high precisionanti-magn/5	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

