

**Pipetas serológicas, PS, estériles****Sterilin****Pipetas serológicas, PS, estériles**

Poliestireno de alta calidad. Código de colores de acuerdo a las normas ISO.

Tipo 1: envasadas individualmente en papel de aluminio, rellenas (estériles)

Tipo 2: paquete grande, rellenas

Tipo 3: envasadas individualmente en papel, rellenas





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

