



Balanzas para colgar CH

Balanzas para colgar CH

Convenientes para colgar cargas.

- Ideales para un rápido control en la recepción y envío de mercancías, también adecuadas para maletas
- Función de retención de datos: Para una fácil lectura del peso, la pantalla puede ser "congelada" de diferentes maneras. Ya sea automáticamente cuando el valor de pesaje no se modifica o manualmente al pulsar la tecla Hold
- Gancho (acero)
- Cinta métrica, extraíble, longitud 100 cm
- Visualización de la carga máxima (retención de pico), medición de la frecuencia 5 Hz
- Batería incluida, Bloque de 9V, tiempo de funcionamiento aprox. 20 h, función AUTO OFF para preservar la batería (se puede desconectar)



Code	Description	Packaging
LLG06089410	Electronic hanging balance CH 15K20 1/1	1 pz.
LLG06300325	Electronic hanging balance CH 50K50 5/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

