



Balanzas para colgar CH

Balanzas para colgar CH

Convenientes para colgar cargas.

-Ideales para un rápido control en la recepción y envío de mercancías, también adecuadas para maletas

-Función de retención de datos: Para una fácil lectura del peso, la pantalla puede ser "congelada" de diferentes maneras. Ya sea automáticamente cuando el valor de pesaje no se modifica o manualmente al pulsar la tecla Hold

-Gancho (acero)

-Cinta métrica, extraíble, longitud 100 cm

-Visualización de la carga máxima (retención de pico), medición de la frecuencia 5 Hz

-Batería incluida, Bloque de 9V, tiempo de funcionamiento aprox. 20 h, función AUTO OFF para preservar la batería (se puede desconectar)



Code	Description	Packaging
LLG06089410	Electronic hanging balance CH 15K20 1/1	1 pz.
LLG06300325	Electronic hanging balance CH 50K50 5/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

