



**Botellas de borde rodado, vidrio sodocálcico con tapón de PE a presión**

**Botellas de borde rodado, vidrio sodocálcico con tapón de PE a presión**  
Con tapón a presión de PE. Herméticos.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09400211 | Test tubes with snap-on lid,30 x 19/200 | 200 pz.   |
| LLG09400215 | Test tubes with PE-snap-on lid,40 x/200 | 200 pz.   |
| LLG09400220 | Test tubes with snap-on lid,50 x 21/200 | 200 pz.   |
| LLG09400225 | Test tubes with snap-on lid,45 x 23/200 | 200 pz.   |
| LLG09400230 | Test tubes with snap-on lid,50 x 30/250 | 250 pz.   |
| LLG09400235 | Test tubes with snap-on lid,54 x 24/200 | 200 pz.   |
| LLG09400240 | Test tubes with snap-on lid,55 x 27/200 | 200 pz.   |
| LLG09400250 | Test tubes with snap-on lid,70 x 25/200 | 200 pz.   |
| LLG09400260 | Test tubes with snap-on lid,75 x 27/200 | 200 pz.   |
| LLG09400270 | Test tubes with snap-on lid,80 x 30/200 | 200 pz.   |
| LLG09400280 | Test tubes with snap-on lid,100 x 3/200 | 200 pz.   |
| LLG09400290 | Test tubes with snap-on lid,145 x 3/100 | 100 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

