



**Portapillole in vetro AR con Tappo PE a pressione**

**Resch Laborglas**

Portapillole in vetro AR con tappo PE a pressione. Chiusura ermetica.



Code	Description	Packaging
LLG09400211	Portacampioni c/tappo a pressione, 3 ml, Ø c/tappo 19 mm, h c/tappo 31 mm	200 pz
LLG09400215	Portacampioni c/tappo a pressione, 5 ml, Ø c/tappo 19 mm, h c/tappo 41 mm	200 pz
LLG09400220	Portacampioni c/tappo a pressione, 10 ml, Ø c/tappo 21 mm, h c/tappo 51 mm	200 pz
LLG09400225	Portacampioni c/tappo a pressione, 10 ml, Ø c/tappo 22 mm, h c/tappo 46 mm	200 pz
LLG09400230	Portacampioni c/tappo a pressione, 25 ml, Ø c/tappo 30 mm, h c/tappo 51 mm	250 pz
LLG09400235	Portacampioni c/tappo a pressione, 15 ml, Ø c/tappo 24 mm, h c/tappo 53 mm	200 pz
LLG09400240	Portacampioni c/tappo a pressione, 20 ml, Ø c/tappo 27 mm, h c/tappo 56 mm	200 pz
LLG09400250	Portacampioni c/tappo a pressione, 20 ml, Ø c/tappo 25 mm, h c/tappo 71 mm	200 pz
LLG09400260	Portacampioni c/tappo a pressione, 30 ml, Ø c/tappo 28 mm, h c/tappo 76 mm	200 pz
LLG09400270	Portacampioni c/tappo a pressione, 40 ml, Ø c/tappo 30 mm, h c/tappo 81 mm	200 pz
LLG09400280	Portacampioni c/tappo a pressione, 50 ml, Ø c/tappo 30 mm, h c/tappo 101 mm	200 pz
LLG09400290	Portacampioni c/tappo a pressione, 100 ml, Ø c/tappo 34 mm, h c/tappo 146mm	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

