



**Botellas de borde rodado, vidrio sodocálcico con tapón de PE a presión**

**Botellas de borde rodado, vidrio sodocálcico con tapón de PE a presión**  
Con tapón a presión de PE. Herméticos.



Code	Description	Packaging
LLG09400211	Test tubes with snap-on lid,30 x 19/200	200 pz.
LLG09400215	Test tubes with PE-snap-on lid,40 x/200	200 pz.
LLG09400220	Test tubes with snap-on lid,50 x 21/200	200 pz.
LLG09400225	Test tubes with snap-on lid,45 x 23/200	200 pz.
LLG09400230	Test tubes with snap-on lid,50 x 30/250	250 pz.
LLG09400235	Test tubes with snap-on lid,54 x 24/200	200 pz.
LLG09400240	Test tubes with snap-on lid,55 x 27/200	200 pz.
LLG09400250	Test tubes with snap-on lid,70 x 25/200	200 pz.
LLG09400260	Test tubes with snap-on lid,75 x 27/200	200 pz.
LLG09400270	Test tubes with snap-on lid,80 x 30/200	200 pz.
LLG09400280	Test tubes with snap-on lid,100 x 3/200	200 pz.
LLG09400290	Test tubes with snap-on lid,145 x 3/100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**

Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35

[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*