



## Tubos criogénicos con rosca exterior, PP

### Tubos criogénicos con rosca exterior, PP

Con tapón de rosca, con faldón. Aumentan la capacidad de almacenamiento en congeladores de nitrógeno líquido en fase mecánica y gaseosa. Con área de escritura y graduación. Esterilizados por radiación gamma. Posibilidad de manejo con una sola mano. Libres de DNAsas y RNAsas. Libres de pirógenos y no citotóxicos.

SYSTEM 100: Crioviales para un almacenamiento que ahorra espacio (10 x 10 por caja).



Code	Description	Packaging
LLG07048747	Cryotubes, 2,0 ml, PP, natural ext/1000	1000 pz
LLG09400950	Cyro-jars 15ml, 33x47mmpack of 75/75	75 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

