



Tubos criogénicos con rosca exterior, PP

Tubos criogénicos con rosca exterior, PP

Con tapón de rosca, con faldón. Aumentan la capacidad de almacenamiento en congeladores de nitrógeno líquido en fase mecánica y gaseosa. Con área de escritura y graduación. Esterilizados por radiación gamma. Posibilidad de manejo con una sola mano. Libres de DNAsas y RNAsas. Libres de pirógenos y no citotóxicos.

SYSTEM 100: Crioviales para un almacenamiento que ahorra espacio (10 x 10 por caja).



Code	Description	Packaging
LLG07048747	Cryotubes, 2,0 ml, PP, natural ext/1000	1000 pz
LLG09400950	Cyro-jars 15ml, 33x47mmpack of 75/75	75 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

