

**Recipiente para congelación Nalgene Mr. Frosty, PC****Thermo Scientific****Recipiente para congelación Nalgene Mr. Frosty, PC**

Con tapa de rosca de 120 mm de diámetro en HDPE azul, soporte para frascos de HDPE blanco. Interior de espuma. Velocidad de enfriamiento 1°C/min. Los tubos se pueden quitar fácilmente. Cada abertura tiene un número moldeado para su identificación. Apilable.



Code	Description	Packaging
LLG09400945	Freezing box Mr.FrostyPC box,with screw	1 pz.
LLG09400990	Freezing box Mr.Frostyfor cryo tubes 3,	1 pz.
LLG09400991	Freezing box Mr.Frostyfor cryo tubes 4,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

