


**Cajas criogénicas, CryoBoxes, PC****Thermo Scientific****Cajas criogénicas, CryoBoxes™, PC**

Diseño robusto, esterilizables en autoclave. Con rejilla impresa en la tapa para crioviales y tubos similares de hasta 13,5 mm de diámetro (excepto tipo 5026: hasta Ø 12,5 mm). Resistentes a temperaturas de -196 a 121 °C. Con números de rejilla para una identificación fiable de las muestras individuales.

El tipo 5050 es una caja lisa con tapa de PC transparente, sin rejilla, utilizada para almacenar tubos de varios tamaños.



Code	Description	Packaging
LLG09400927	Cryobox,PC,133x133x52 mm	1 pz.
LLG09400946	Cryobox,PC,76x76x51 mm	1 pz.
LLG09400947	Cryobox,PC,133x133x51 mm	1 pz.
LLG09400948	Cryobox,PC,133x133x95 mm	1 pz.
LLG09400949	Cryobox,PC,133x133x51 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

