



Recipientes para muestras, PP con tapas a presión, LDPE

VITLAB GmbH

Recipientes para muestras, PP con tapas a presión, LDPE

Transparentes. Forma cónica. Producto apto para uso alimentario según la Directiva CE nº 10/2011.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09402770 | Sample vial 5 ml, PPconical, with snap- | 1 pz. |
| LLG09402776 | Sample vial 18 ml, PPconical, with snap | 1 pz. |
| LLG09402782 | Sample vial 50 ml, PPconical, with snap | 1 pz. |
| LLG09402784 | Sample vial 160 ml, PPconical, with sna | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

