

**Tarros con tapa a presión, PE****Kartell****Tarros con tapa a presión, PE**

Ligeramente cónicos con la tapa a presión que se ajusta bien cuando se presiona. Ligeros e irrompibles. Adecuados para productos alimentarios.



Code	Description	Packaging
LLG09401805	Jars 1,0 ml, PE-LD, with lid9x32 mm/100	100 pz
LLG09401820	Jar 2,5 ml, PE-LD, with lid14x32 mm	1 pz
LLG09401822	Jar 5,0 ml, PE-LD, with lid15x50 mm	1 pz
LLG09401825	Jar 8,0 ml, PE-LD, with lid56x17 mm	1 pz
LLG09401830	Jar 7,0 ml, PE-LD, with lid32x22 mm	1 pz
LLG09401835	Jar 20,0 ml, PE-LD, with lid73x25 mm	1 pz
LLG09401838	Jar 25,0 ml, PE-LD, with lid32x52 mm	1 pz
LLG09401840	Jar 35,0 ml, PE-LD, with lid31x74,5 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

