

**Cryobox para tubos de PCR**

Bel-Art Products

Cryobox para tubos de PCR

Diseñada para ajustarse en una gradilla de congelador estándar de 53 mm, esta caja de tubos de PCR para congelador de 144 posiciones guarda tubos de 0,2ml sueltos y/o en tiras.

- Diseñada para el almacenamiento en congelador ULT a temperaturas de hasta -86°C
- Resistente e impermeable a la humedad
- Tapa y base transparentes de policarbonato e índice alfanumérico que facilitan la identificación de muestras dentro de la caja
- Se pueden apilar dos cajas juntas en un espacio en una gradilla de 53 mm si se utilizan tubos planos de PCR



Code	Description	Packaging
LLG09401095	BEL-ART-PCR-Tube freezer storage box /5	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

