

**Cryobox para tubos de PCR****Bel-Art Products****Cryobox para tubos de PCR**

Diseñada para ajustarse en una gradilla de congelador estándar de 53 mm, esta caja de tubos de PCR para congelador de 144 posiciones guarda tubos de 0,2ml sueltos y/o en tiras.

- Diseñada para el almacenamiento en congelador ULT a temperaturas de hasta -86°C
- Resistente e impermeable a la humedad
- Tapa y base transparentes de policarbonato e índice alfanumérico que facilitan la identificación de muestras dentro de la caja
- Se pueden apilar dos cajas juntas en un espacio en una gradilla de 53 mm si se utilizan tubos planos de PCR



Code	Description	Packaging
LLG09401095	BEL-ART-PCR-Tube freezer storage box /5	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

