

**Medidor de conductividad Seven2Go S3**

Mettler-Toledo Online

Medidor de conductividad Seven2Go™ S3

Modelo rutinario portátil para la medición de la conductividad.

- Nueva e intuitiva estructura de menú con una rápida y fácil navegación T-Pad
- Diseño robusto con protección IP67 para su uso en entornos duros y exigentes
- La funcionalidad de la Gestión Inteligente de Sensores (ISM®) reduce el riesgo de errores
- Calibración fácil de 1 punto con opción de entrada manual de la constante de la celda
- 3 estándares predefinidos y 1 estándar definido por el usuario
- Registro de puntos finales automático, manual y dependiente del tiempo
- Almacenamiento en la memoria de datos para 200 puntos de datos
- Requisitos de alimentación: 4 x 1,5V AA o 1.3V acumuladores de NiMH

Material de suministro:

Medidor S3: Incluye el instrumento, el clip de electrodos, las instrucciones de funcionamiento, la guía rápida, el certificado de prueba, la declaración de conformidad, las pilas

Kit S3 estándar: Como el medidor S3, pero también con el InLab 738-ISM y bolsitas de estándares de conductividad 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y 12,88 mS/cm

Kit S3 de campo: Como el kit S3 estándar, pero también con botellas para la calibración, el estuche de transporte uGo™

Kit S3 Bioetanol: Como el kit S3 de campo, pero también con el InLab 725 en lugar del InLab 738-ISM

Conductividad

Rango de medición:

Resolución:

Precisión:

0,010 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 500 mS/cm

0,001 ... 1 (auto-rango)

$\pm 0,5\%$

Temperatura

Rango de medición:



Resolución:

Precisión:

-5,0 ... 105,0°C

0,1°C

±0,2°C

TDS (Total de Sólidos Disueltos)

Rango de medición:

Resolución:

Precisión:

0,01mg/l ... 300g/l

0,01 ... 1 (auto-rango)

±0,5%

Resistencia específica

Rango de medición:

0,01 ... 100,0 MΩ·cm

Salinidad

Rango de medición:

0,01 ... 42 psu

Code	Description	Packaging
LLG06265247	Conductimètre Seven2Go S3, Type S3-Met	1 pz.
LLG06265248	Conductimètre Seven2Go S3, Type S3-Sta	1 pz.
LLG06265249	Conductimètre Seven2Go S3, Type S3-Fie	1 pz.
LLG06265250	Conductimètre Seven2Go S3, Type S3-Bio	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

