

**Espátulas desechables para alimentos SteriPlast[®], PS**

Azules. Gracias al mango largo, ergonómico y estable, y a una hoja afilada, es posible incluso penetrar directamente en contenedores como bolsas de papel o de plástico. La espátula para productos alimentarios es ideal para la toma de muestras de polvos, granulados y pastas.

El tono de azul que se utiliza no aparece de forma natural en los productos alimentarios. De este modo, las espátulas o partes de ellas se pueden encontrar rápidamente y se pueden identificar fácilmente en un control visual si alguna vez se mezclan en la producción. Las espátulas detectables tienen un aditivo especial en el material que las hace visibles a los detectores de metales o a los rayos X. Por lo tanto, pueden rechazarse con sistemas estándar de control de objetos extraños, aunque sean de plástico.

- Envasadas individualmente, esterilizadas con rayos gamma
- Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)
- De acuerdo con las directrices de la UE sobre alimentos y la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06284559	SteriPlast spatula 150mm length 263m/10	10 pz.
LLG06284570	SteriPlast spatula 150mm, PS length /10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

