



Medidor del oxígeno disuelto Seven2Go™ S4

Mettler-Toledo Online

Medidor del oxígeno disuelto Seven2Go™ S4

Modelo portátil rutinario para la medición del oxígeno disuelto.

- Estructura del menú nueva, intuitiva, con navegación fácil y rápida T-Pad
- Diseño robusto con protección IP67 para su uso en entornos duros y exigentes
- La funcionalidad inteligente del Sensor Management (ISM) reduce el riesgo de errores
- Hasta 2 puntos de calibración y una elección de 2 estándares de oxígeno predefinidos
- Registro del punto final manual, automático y dependiente del tiempo
- Almacenamiento de datos para 200 puntos de información
- Requisitos de potencia: 4 x 1,5 V AA o acumuladores de NiMH de 1,3 V

Material de suministro:

S4-Meter: Incluye instrumento, pinza de electrodo, manual de instrucciones, guía rápida, certificado de prueba, declaración de conformidad, baterías

S4-standard kit: Como el S4-Meter pero con InLab 605-ISM, comprimidos de oxígeno

S4-Field kit: Como el S4-Standard kit, pero con frascos de calibración, maletín de transporte uGo™

Especificaciones

Margen de medición (saturación O₂):

Resolución:

Exactitud: 0,1 ... 600,0 %

0,1

±10 %

Margen de medición (temperatura):

Resolución:

Exactitud: 0.0 ... 60.0 °C

0.1 °C

±0.2 °C

Margen de medición (O₂ disuelto): 0.01 ... 99.99mg/l (ppm)

Exactitud (display): ±0.2 mg/L in intervalo de 0 ... 15 mg/l

±10% in intervalo de 15 ... 60 mg/l

Margen de medición (presión):

Resolución:

Exactitud: 500 ... 1100 mbar

1

±2%

Dimensiones (An x Alt x L): 222 x 70 x 35 mm



Code	Description	Packaging
LLG06265251	Seven2Go Oxygen meter S4 base unit	1 pz.
LLG06265252	Seven2Go Oxygen-S4-Standard-Kit base un	1 pz.
LLG06265253	Seven2Go Oxygen-S4-Field-Kit base unit,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

