



Cucharas desechables para alimentación SteriPlast[®], PS

Cucharas desechables para alimentación SteriPlast[®], PS

Azules. La cuchara para alimentos está disponible en dos tamaños, 2,5 ml (similar a una cucharilla de café) y 10 ml (similar a una cuchara), y es ideal para la toma de muestras de polvos, granulados, pastas y líquidos. El tono de azul que se utiliza no aparece de forma natural en los productos alimenticios. De este modo, las cucharas o partes de ellas se pueden encontrar rápidamente y se pueden identificar fácilmente en un control visual si alguna vez se mezclan en la producción. Las cucharas detectables tienen un aditivo especial en el material que las hace visibles a los detectores de metales o a los rayos X. Por lo tanto, pueden rechazarse con sistemas estándar de control de objetos extraños, aunque sean de plástico.

- Envasadas individualmente, esterilizadas con rayos gamma
- Producción, montaje y embalaje según la clase de sala blanca 7 (10000)
- De acuerdo a la normativa alimentaria de la UE y de la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06284571	SteriPlast spoon 2.5ml, PS length 127mm,	100 pz.
LLG06284572	SteriPlast spoon 10ml, PS length 170mm,	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

