



## Medidor de oxígeno disuelto Seven2Go pro S9

Mettler-Toledo Online

### Medidor de oxígeno disuelto Seven2Go™ pro S9

Modelo portátil rutinario para la medición de la conductividad.

- Estructura del menú nueva, intuitiva, con navegación fácil y rápida T-Pad
- Diseño robusto con protección IP67 para su uso en entornos duros y exigentes
- La funcionalidad inteligente del Sensor Management (ISM®) reduce el riesgo de errores
- Nueva pantalla antisolar garantiza una lectura adecuada incluso a la luz del sol directa
- Nuevo StatusLight da una confirmación visual, rápida que muestra si el medidor está listo para medir o no
- Soporte de trabajo para 12 idiomas con información mostrada en frases y palabras completas
- Hasta 2 puntos de calibración y elección de 2 estándares de oxígeno predefinidos
- Registro del punto final manual, automático y dependiente del tiempo
- Almacenamiento de datos para 2000 GLP con conexión a micro-USB para exportar datos
- Requisitos de potencia: 4 x 1,5 V AA o acumuladores de NiMH de 1,3 V



### Material de suministro:

**Medidor S9:** Incluye el instrumento, LabX® direct pH, cable USB, pinza de electrodo, accesorio de base, manual de instrucciones, guía rápida, certificado de prueba, declaración de conformidad, pilas

**Kit S9 Estándar:** Como el S9-Meter, pero también con InLab® OptiOx™, tabletas de oxígeno cero

**Kit de campo S9:** Como el kit S9-Estándar, pero también con botellas para la calibración, uGo™ estuche de transporte, InLab® OptiOx™ con protector

**Kit S9-BOD:** Como el kit de campo S9, pero incluyendo InLab® OptiOx™ (sin protección), adaptador DBO, nota de aplicación DBO

### Especificaciones

**Saturación de OD**

**Rango de medición:**

**Resolución:**



**Precisión:**

**0,1 ... 500.0%**

**0,1**

**±10%**

**Temperatura**

**Rango de medición:**

**Resolución:**

**Precisión:**

**0,0 ... 50,0°C**

**0,1°C**

**±0,1°C**

**Oxígeno disuelto**

**Rango de medición:**

**Resolución: 0,01 ... 50,00mg/l (ppm)**

**0,01**

**Precisión: ± 0,1mg/l en el intervalor de 0 ... 8mg/l**

**± 0,2mg/l ien el intervalo de 8 ... 20mg/l**

**± 10% en el intervalo de 20 ... 50mg/l**

**Presión**

**Rango de medición:**

**Resolución:**

**Precisión:**

**500 ... 1100mbar**

**1**

**±2%**

**Dimensiones (An x L x Alt): 222 x 70 x 35 mm**

Code	Description	Packaging
LLG06265263	Seven2Go RDO-meter S9 base unit	1 pz.
LLG06265264	Seven2Go RDO-S9-Standard-Kit base unit,	1 pz.
LLG06265265	Seven2Go RDO-S9-Field-Kit base unit, wi	1 pz.
LLG06265266	Seven2Go RDO-S9-BOD-Kit base unit, with	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

