

**Liner de inyección para Thermo GC**

SGE Analytical Science

Liner de inyección para Thermo GC

Los liners se entregan en paquetes individuales con los aros y anillos de cierre apropiados para el instrumento. Cada paquete se suministra con los resultados de la prueba de calidad. Se dispone de otros liners de tamaños distintos



Code	Description	Packaging
LLG06265466	Liner TQ (CE) 5 mm IDSplitted Focus, pac/5	5 pz
LLG06265467	Liner TQ (CE) 5 mm IDSplittedless Focus,/5	5 pz
LLG06265468	Liner TQ (CE) 5 mm IDSplittedless with s/5	5 pz
LLG06265469	Liner TQ (CE) 3 mm IDSplitted, straight-/5	5 pz
LLG06265470	Liner TQ (CE) 5 mm IDSplitted, straight-/5	5 pz
LLG07630911	Liner TQ (CE) 2,8 mm ID,pack of 5/5	5 pz
LLG07670774	Liner AG 4mm ID, GN QW pack of 25/25	25 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6ª Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

