

**Liner de inyección para Thermo GC**

Los liners se entregan en paquetes individuales con los aros y anillos de cierre apropiados para el instrumento. Cada paquete se suministra con los resultados de la prueba de calidad. Se dispone de otros liners de tamaños distintos



Code	Description	Packaging
LLG06265466	Liner TQ (CE) 5 mm IDSplit Focus, pac/5	5 pz
LLG06265467	Liner TQ (CE) 5 mm IDSplitless Focus,/5	5 pz
LLG06265468	Liner TQ (CE) 5 mm IDSplitless with s/5	5 pz
LLG06265469	Liner TQ (CE) 3 mm IDSplit, straight-/5	5 pz
LLG06265470	Liner TQ (CE) 5 mm IDSplit, straight-/5	5 pz
LLG07630911	Liner TQ (CE) 2,8 mm ID,pack of 5/5	5 pz
LLG07670774	Liner AG 4mm ID, GN QW pack of 25/25	25 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

