



Tubos de reacción, de PP

Ratiolab GmbH

Tubos de reacción, de PP

Polipropileno translúcido (PP), color natural

-tapón. de cierre hermético

-seguro y fácil de abrir y cerrar



Code	Description	Packaging
LLG06085184	Reaction tubes, PP, Capacity 0.5 ml	1000 pz.
LLG06510856	Microprovette, in PP, con tappo Capacit	1000 pz.
LLG09409310	Reaction vessels,PP,with lid,cap. /1000	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

