



**Tubos de reacción, de PP**

**Ratiolab GmbH**

**Tubos de reacción, de PP**

Polipropileno translúcido ( PP), color natural  
-tapón. de cierre hermético  
-seguro y fácil de abrir y cerrar



Code	Description	Packaging
LLG06085184	Reaction tubes, PP, Capacity 0.5 ml	1000 pz.
LLG06510856	Microprovette, in PP, con tappo Capacit	1000 pz.
LLG09409310	Reaction vessels,PP,with lid,cap. /1000	1000 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

