



Cajas para porta-objetos

Cajas para porta-objetos

Para 50 portaobjetos de 76 x 26 mm.

Transparentes, duraderas y de fácil manipulación.

Medidas: 172 x 83 x 31 mm.

- De poliestireno de primera calidad
- Con numeración en la base
- Ultracongelables max. -40°C
- Apilables
- Con código de colores
- Aislamiento contra el polvo
- Casi irrompibles





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

