

**Cucharas desechables LaboPlast<sup>®</sup>/ SteriPlast<sup>®</sup>, PS**

Blancas. Son ideales para la toma de muestras de polvo, gránulos y pastas. Las cucharas también están disponibles con tapa transparente para cerrarlas inmediatamente después del procedimiento de muestreo y asegurar una muestra estéril y libre de contaminación.

- Envasadas individualmente
- SteriPlast<sup>®</sup> adicionalmente esterilizadas con rayos gamma
- Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)
- De acuerdo a la normativa alimentaria de la UE y de la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06265025	LaboPlast Sample bucket 25 ml length/10	10 pz.
LLG06265026	LaboPlast Sample bucket 25 ml length/10	10 pz.
LLG06265027	LaboPlast Sample bucket 50 ml length/10	10 pz.
LLG06265028	LaboPlast Sample bucket 50 ml length/10	10 pz.
LLG06265029	LaboPlast Sample bucket 100 ml length/10	10 pz.
LLG06265030	LaboPlast Sample bucket 100 ml length/10	10 pz.
LLG06265031	LaboPlast Sample bucket 150 ml length/10	10 pz.
LLG06265032	LaboPlast Sample bucket 150 ml length/10	10 pz.
LLG06265037	SteriPlast Sample bucket 25 ml length/10	10 pz.
LLG06265038	SteriPlast Sample bucket 25 ml length/10	10 pz.
LLG06265039	SteriPlast Sample bucket 50 ml length/10	10 pz.
LLG06265040	SteriPlast Sample bucket 50 ml length/10	10 pz.
LLG06265041	SteriPlast Sample bucket 100 ml length/10	10 pz.
LLG06265042	SteriPlast Sample bucket 100 ml length/10	10 pz.
LLG06265043	SteriPlast Sample bucket 150 ml length/10	10 pz.
LLG06265044	SteriPlast Sample bucket 150 ml length/10	10 pz.
LLG06269508	LaboPlast sample scoop 250 ml w/o li/10	10 pz.
LLG06269509	LaboPlast sample scoop 250 ml w/o li/10	10 pz.
LLG06269510	LaboPlast sample scoop 500 ml w/o li/10	10 pz.
LLG06269511	LaboPlast sample scoop 500 ml with l/10	10 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06269512	SteriPlast sample scoop 250 ml sterile 1	10 pz
LLG06269513	SteriPlast sample scoop 250 ml with /10	10 pz.
LLG06269514	SteriPlast sample scoop 500 ml w/o l/10	10 pz.
LLG06269515	SteriPlast sample scoop 500 ml with /10	10 pz.
LLG06284541	LaboPlast sample scoop 1000 ml dispo/10	10 pz.
LLG06284542	SteriPlast sample scoop 1000m PS white s	10 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

