

Cucharas desechables LaboPlast[®]/ SteriPlast[®], PS

Bürkle

Cucharas desechables LaboPlast[®]/ SteriPlast[®], PS

Blancas. Son ideales para la toma de muestras de polvo, gránulos y pastas. Las cucharas también están disponibles con tapa transparente para cerrarlas inmediatamente después del procedimiento de muestreo y asegurar una muestra estéril y libre de contaminación.

- Envasadas individualmente
- SteriPlast[®] adicionalmente esterilizadas con rayos gamma
- Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)
- De acuerdo a la normativa alimentaria de la UE y de la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06265025	LaboPlast Sample bucket 25 ml length/10	10 pz.
LLG06265026	LaboPlast Sample bucket 25 ml length/10	10 pz.
LLG06265027	LaboPlast Sample bucket 50 ml length/10	10 pz.
LLG06265028	LaboPlast Sample bucket 50 ml length/10	10 pz.
LLG06265029	LaboPlast Sample bucket 100 ml length/10	10 pz.
LLG06265030	LaboPlast Sample bucket 100 ml length/10	10 pz.
LLG06265031	LaboPlast Sample bucket 150 ml length/10	10 pz.
LLG06265032	LaboPlast Sample bucket 150 ml length/10	10 pz.
LLG06265037	SteriPlast Sample bucket 25 ml length/10	10 pz.
LLG06265038	SteriPlast Sample bucket 25 ml length/10	10 pz.
LLG06265039	SteriPlast Sample bucket 50 ml length/10	10 pz.
LLG06265040	SteriPlast Sample bucket 50 ml length/10	10 pz.
LLG06265041	SteriPlast Sample bucket 100 ml length/10	10 pz.
LLG06265042	SteriPlast Sample bucket 100 ml length/10	10 pz.
LLG06265043	SteriPlast Sample bucket 150 ml length/10	10 pz.
LLG06265044	SteriPlast Sample bucket 150 ml length/10	10 pz.
LLG06269508	LaboPlast sample scoop 250 ml w/o li/10	10 pz.
LLG06269509	LaboPlast sample scoop 250 ml w/o li/10	10 pz.
LLG06269510	LaboPlast sample scoop 500 ml w/o li/10	10 pz.
LLG06269511	LaboPlast sample scoop 500 ml with l/10	10 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06269512	SteriPlast sample scoop 250 ml sterile 1	10 pz
LLG06269513	SteriPlast sample scoop 250 ml with /10	10 pz.
LLG06269514	SteriPlast sample scoop 500 ml w/o l/10	10 pz.
LLG06269515	SteriPlast sample scoop 500 ml with /10	10 pz.
LLG06284541	LaboPlast sample scoop 1000 ml dispo/10	10 pz.
LLG06284542	SteriPlast sample scoop 1000m PS white s	10 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

