

**Medidor de pH LLG-pH Pen**

LLG Labware

Medidor de pH LLG-pH Pen

Medidor de pH económico, ideal para el análisis de pequeñas cantidades de líquido y en recipientes estrechos. El recipiente de almacenamiento suministrado previene que el electrodo se seque.

-ATC desde 0 °C y 50 °C

-Pantalla LCD grande y fácil de leer

-Calibración de 3 puntos

Material de suministro: medidor de pH

Especificaciones

Rango de medición de pH: 0 ... 14

Precisión del pH:

Resolución del pH: $\pm 0,1$

$\pm 0,1$

Dimensiones con electrodo (An x L x Alt): 36 x 20 x 210 mm

Dimensiones del electrodo (diám. x L): 12 x 110 mm

Peso: 72 g

Fuente de alimentación: 2 pilas de botón x 3 V CR2032

Grado de protección: IP 65

Garantía: 2 años



Code	Description	Packaging
LLG06263690	LLG-pH Pen incl.electrodeaccuracy +/-0.	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

