

**Mangos de bisturí, acero inoxidable****Bayha****Mangos de bisturí, acero inoxidable**

Para cuchillas intercambiables, desechables, usando el sistema de encaje BAYHA. Introducción lateral de la cuchilla en el mango. Mango de bisturí (código 9.409 846) y tapa de seguridad (código 9.409 850) no adecuados para trabajar en condiciones estériles.



Code	Description	Packaging
LLG09409841	Scalpel handle length 130 mm, type 1rus	1 pz
LLG09409844	Scalpel handle length 160 mm, type 4rus	1 pz
LLG09409845	Scalpel handle length 150 mm, type 5hol	1 pz
LLG09409846	Scalpel handle 16 cm, no.6ergonomic, no	1 pz
LLG09409850	Scapel Protecting cap L 80 x W 20 x H 1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

