



Mezclador de laboratorio Waring®8010/8011

Mezclador de laboratorio Waring®8010/8011

Versátil mezclador de laboratorio ideal para el trabajo general de laboratorio. Se suministra con un contenedor de acero inoxidable de 1 L o un contenedor de vidrio de 1,2 L. Modelos 8010 EG/ES con temporizador mecánico (3 minutos).

- Dos ajustes de velocidad (18000 o 22000 rpm)
- Carcasa del motor con recubrimiento epoxídico
- Tapa de dos piezas de vinilo/estireno

Material de suministro: Mezclador, recipiente (de acero inoxidable o de vidrio) con asa y tapa



Code	Description	Packaging
LLG06284693	Lab waring blender 1.2L, glass contain	1 pz.
LLG06284694	Lab waring blender 1L, stainless steel	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

