

**Registrador de datos LOG32T**

Dostmann electronic

Registrador de datos LOG32T

El LOG32T está perfectamente diseñado para aplicaciones de transporte o almacenamiento de productos. Condiciones ambientales en las centrales eléctricas.

- Tamaño de la memoria: 60 000 mediciones
- Utilizable sin software (ajustes de fábrica) (intervalo de 15 minutos, sin ajustes de alarma)
- Descarga gratuita de software opcional para la configuración de la alarma e intervalo de grabación ajustable libremente (30sec a 24h)
- Creación automática de PDF
- Duración de la batería > 3 años (intervalo de grabación >15 minutos)
- LEDs de estado y alarma, señal acústica
- Incluye soporte de pared
- Conforme a HACCP (EN12830)
- Estanqueidad IP65

Especificaciones**Rango de medición: -40 ... +70°C****Precisión: ±0,5°C (-10 ... +40°C), de lo contrario ±1,0°C****Resolución: 0,1°C****Memoria: 60.000 mediciones****Interfaz: USB (integr.)****Carcasa: ABS****Dimensiones (L x An x Alt): 100 x 19 x 19 mm****Peso: 70 g****Batería: 1 x 3,6 voltios litio ½ AA**

| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09726431 | Datalogger LOG32T for temperature, -40. | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

