

**Registrador de datos LOG32T**

Dostmann electronic

**Registrador de datos LOG32T**

El LOG32T está perfectamente diseñado para aplicaciones de transporte o almacenamiento de productos. Condiciones ambientales en las centrales eléctricas.

- Tamaño de la memoria: 60 000 mediciones
- Utilizable sin software (ajustes de fábrica) (intervalo de 15 minutos, sin ajustes de alarma)
- Descarga gratuita de software opcional para la configuración de la alarma e intervalo de grabación ajustable libremente (30sec a 24h)
- Creación automática de PDF
- Duración de la batería > 3 años (intervalo de grabación >15 minutos)
- LEDs de estado y alarma, señal acústica
- Incluye soporte de pared
- Conforme a HACCP (EN12830)
- Estanqueidad IP65

**Especificaciones****Rango de medición: -40 ... +70°C****Precisión: ±0,5°C (-10 ... +40°C), de lo contrario ±1,0°C****Resolución: 0,1°C****Memoria: 60.000 mediciones****Interfaz: USB (integr.)****Carcasa: ABS****Dimensiones (L x An x Alt): 100 x 19 x 19 mm****Peso: 70 g****Batería: 1 x 3,6 voltios litio ½ AA**

Code	Description	Packaging
LLG09726431	Datalogger LOG32T for temperature, -40.	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

