

**Baño de agua de agitación OLS 26 Aqua Pro**

Grant

Baño de agua de agitación OLS 26 Aqua Pro

Un baño de agitación combinado orbital y lineal para una máxima flexibilidad y facilidad de uso. Movimiento orbital/lineal combinado en un baño, simplemente rotar el portabandejas 180°.

- Excelente estabilidad de temperatura y uniformidad de $\pm 0,1$ °C
- Velocidad/intensidad de agitación ajustable para optimizar la aplicación
- Tecnología Set y Forget™ - calentamiento rápido, control preciso de la temperatura
- Amplia selección de bandejas para una gran variedad de recipientes. Las bandejas se venden por separado
- Incluye un corte/alarma de alta temperatura ajustable, un temporizador de cuenta atrás, ajustes preestablecidos, facilidad de calibración y protección contra el arranque/ejecución en seco
- El discreto mecanismo de agitación acoplado magnéticamente maximiza el área de trabajo
- Marco universal y tapa de policarbonato incluidos

Las esferas de polipropileno accesorias o una tapa deben usarse a temperaturas entre +60 °C y +99 °C. El accesorio de refrigeración es necesario para temperaturas inferiores a las del ambiente. **Pedir las esferas de PP por separado. 0b**

Tamaño del tanque: 26L

Profundidad de trabajo mínima: 70 mm

Rango de temperatura: ambiente +5 a 99°C (0 a 99°C con el accesorio de refrigeración)

Uniformidad: $\pm 0,1$ °C

Estabilidad: $\pm 0,1$ °C

Pantalla: 2 x LED (pantallas individuales y controles para temperatura y velocidad de agitación)

Velocidad de agitación orbital y lineal: 20 a 200 rpm (dependiendo de la carga)

Radio de agitación orbital: 9 mm

Resolución de la pantalla de la velocidad de agitación: 1 rpm

Longitud del recorrido de la agitación lineal: 18, 28, 36 mm

Area de la bandeja de agitación: 380 x 235 mm

Regulador 1 a 999 mins



Grifo de drenaje: sí
Voltaje de alimentación: 220-230V

Code	Description	Packaging
LLG06264683	Bain-marie à agitation OLS 26 Aqua Pro,	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

