

**Baño de agua de agitación OLS 26 Aqua Pro****Grant****Baño de agua de agitación OLS 26 Aqua Pro**

Un baño de agitación combinado orbital y lineal para una máxima flexibilidad y facilidad de uso. Movimiento orbital/lineal combinado en un baño, simplemente rotar el portabandejas 180°.

- Excelente estabilidad de temperatura y uniformidad de  $\pm 0,1$  °C
- Velocidad/intensidad de agitación ajustable para optimizar la aplicación
- Tecnología Set y Forget™ - calentamiento rápido, control preciso de la temperatura
- Amplia selección de bandejas para una gran variedad de recipientes. Las bandejas se venden por separado
- Incluye un corte/alarma de alta temperatura ajustable, un temporizador de cuenta atrás, ajustes preestablecidos, facilidad de calibración y protección contra el arranque/ejecución en seco
- El discreto mecanismo de agitación acoplado magnéticamente maximiza el área de trabajo
- Marco universal y tapa de policarbonato incluidos

Las esferas de polipropileno accesorias o una tapa deben usarse a temperaturas entre +60 °C y +99 °C. El accesorio de refrigeración es necesario para temperaturas inferiores a las del ambiente. **Pedir las esferas de PP por separado. 0b**

**Tamaño del tanque: 26L**

**Profundidad de trabajo mínima: 70 mm**

**Rango de temperatura: ambiente +5 a 99°C (0 a 99°C con el accesorio de refrigeración)**

**Uniformidad:  $\pm 0,1$ °C**

**Estabilidad:  $\pm 0,1$ °C**

**Pantalla: 2 x LED (pantallas individuales y controles para temperatura y velocidad de agitación)**

**Velocidad de agitación orbital y lineal: 20 a 200 rpm (dependiendo de la carga)**

**Radio de agitación orbital: 9 mm**

**Resolución de la pantalla de la velocidad de agitación: 1 rpm**

**Longitud del recorrido de la agitación lineal: 18, 28, 36 mm**

**Area de la bandeja de agitación: 380 x 235 mm**

**Regulador 1 a 999 mins**

**Grifo de drenaje: sí**

**Voltaje de alimentación: 220-230V**



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06264683 | Bain-marie à agitation OLS 26 Aqua Pro, | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

