

**Baños de agua con agitación LSB Aqua Pro****Grant****Baños de agua con agitación LSB Aqua Pro**

- Mecanismo de agitación lineal fiable para obtener resultados uniformes
- Excelente estabilidad y uniformidad de la temperatura de $\pm 0,1$ °C
- Controles simples, pantalla clara y brillante
- Tecnología Set and Forget™ - control rápido y preciso de la temperatura de calentamiento
- Disponibles una amplia selección de bandejas para una amplia gama de recipientes. Las bandejas se venden por separado
- Mecanismo de agitación acoplado magnéticamente que maximiza el área de trabajo
- Inicio de secado avanzado/protección durante el secado - impide un coste elevado de mantenimiento
- Marco universal y tapa de policarbonato incluido

Las esferas de polipropileno o la tapa se deben usar a temperaturas entre +60 °C y +99 °C. Los accesorios de refrigeración se deben utilizar en aplicaciones donde se requieran temperaturas inferiores a la temperatura ambiente. **Pedir las esferas de PP por separado.**

Profundidad de trabajo mínima: 60 mm

Rango de temperatura: ambiente +5 hasta 99°C

Pantalla: LED

Velocidad de agitación lineal: 20 a 200 rpm (dependiendo de la carga)

Resolución de la pantalla de la velocidad de agitación: 1 rpm

Longitud de la carrera de agitación lineal: 20 mm

Temporizador: 1 a 999 mins

Grifo de drenaje: sí

Fuente de alimentación: 220-230V



Code	Description	Packaging
LLG06264684	Bain-marie à agitation LSB Aqua Pro, Ty	1 pz.
LLG06264685	Bain-marie à agitation LSB Aqua Pro, Ty	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

