

**Spatules jetables LaboPlast / SteriPlast , PS / PE vert****Bürkle****Spatules jetables LaboPlast®/ SteriPlast®, PS / PE vert**

Blanche. Les produits LaboPlast®Bio sont entièrement fabriqués à partir de matières premières renouvelables. Non seulement eu égard à la qualité mais aussi en ce qui concerne les propriétés d'échantillonnage de haute qualité, ils tiennent parfaitement la comparaison avec le polyéthylène conventionnel. Grâce à la longue poignée ergonomique et stable et la lame pointue, il est possible de perforer facilement les sacs en papier et en plastique. Les spatules sont idéales pour le prélèvement de poudres, granulés et pâtes. Elles sont également disponibles avec un étui transparent à refermer directement après l'opération de prélèvement pour assurer un échantillonnage stérile et exempt de toute contamination.

-En emballage individuel, les spatules SteriPlast®et SteriPlast®Bio sont en plus stérilisées par irradiation gamma.

-Production, montage et emballage en salle blanche classe 7 (10000)

-Produit conforme aux directives alimentaires de l'UE et de la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06265035	LaboPlast spatula, 263 mm long	10 pz
LLG06265036	LaboPlast spatula, 268 mm long	10 pz
LLG06265047	STERIPLAST SPATULA 263MM ST PS WHITE PK1	10 pz
LLG06265048	SteriPlast spatula, 268 mm long	10 pz
LLG06265061	STERIPLAST BIO SPATULA 263MM 10PZ	10 pz
LLG06265062	LABO PLAST BIO SPATULA 263MM 10PZ	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

