

Espátulas desechables LaboPlast[®] /SteriPlast[®], PS

Bürkle

Espátulas desechables LaboPlast[®] /SteriPlast[®], PS

Blancas. Gracias a sus mangos largos, ergonómicos y sólidos y a sus hojas puntiagudas, pueden introducirse fácilmente en bolsas de papel y de plástico. Las espátulas son ideales para la toma de muestras de polvo, gránulos y pastas. Las espátulas también están disponibles con una vaina transparente para cerrarlas inmediatamente después del procedimiento de muestreo para asegurar una muestra estéril y libre de contaminación.

- Envasadas individualmente
- SteriPlast[®] adicionalmente esterilizadas con rayos gamma
- Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)
- De acuerdo a la normativa alimentaria de la UE y de la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06265035	LaboPlast spatula, 263 mm long inser/10	10 pz.
LLG06265036	LaboPlast spatula, 268 mm long inser/10	10 pz.
LLG06265047	Spatule LaboPlast/SteriPlast à usage/10	10 pz
LLG06265048	SteriPlast spatula, 268 mm long inse/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

