

**Pipetas Pasteur LLG, vidrio sodocálcico****LLG Labware****Pipetas Pasteur LLG, vidrio sodocálcico**

De un solo uso. Con forma y longitud uniformes. Con punta larga fina de 1,1 mm de diámetro, tubo de succión de 20 mm y constricción para ajuste apretado de tapones de algodón. Diámetro exterior: 7,1 mm. Pedir las tetinas de pipeta por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09411015	LLG-Pasteur pipets, glasscap. 2 ml/ 1000	1000 pz
LLG09411020	LLG-Pasteur pipets, glasscap. 2 ml/ 1000	1000 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

