

Cucharas desechables LaboPlast<sup>®</sup>/SteriPlast<sup>®</sup>, PS

Bürkle

**Cucharas desechables LaboPlast<sup>®</sup>/SteriPlast<sup>®</sup>, PS**

Blancas. Las cucharas son ideales para la toma de muestras de polvos, gránulos y pastas.

- Envasadas individualmente
- SteriPlast<sup>®</sup> adicionalmente esterilizadas con rayos gamma
- Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)
- De acuerdo con la normativa alimentaria de la UE y la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06265033	LaboPlast sample spoon 127 mm PS, w/100	100 pz.
LLG06265034	LaboPlast sample spoon 170 mm PS, w/100	100 pz.
LLG06265045	SteriPlast sample spoon 127 mm PS, /100	100 pz.
LLG06265046	Cuillère à usage unique LaboPlast/S/100	100 pezzi



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

