



Cucharas desechables LaboPlast[®]/SteriPlast[®], PS

Bürkle

Cucharas desechables LaboPlast[®]/SteriPlast[®], PS

Blancas. Las cucharas son ideales para la toma de muestras de polvos, gránulos y pastas.

- Envasadas individualmente
- SteriPlast[®] adicionalmente esterilizadas con rayos gamma
- Producción, montaje y embalaje según la clase de sala limpia 7 (10000)
- De acuerdo con la normativa alimentaria de la UE y la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06265033	LaboPlast sample spoon 127 mm PS, w/100	100 pz.
LLG06265034	LaboPlast sample spoon 170 mm PS, w/100	100 pz.
LLG06265045	SteriPlast sample spoon 127 mm PS, /100	100 pz.
LLG06265046	Cuillère à usage unique LaboPlast/S/100	100 pezzi



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

