



Viales para automuestreador, PFA

Viales para automuestreador, PFA

Graduación en relieve con subdivisiones de 1 ml. Material translúcido. Interior cónico. Opcionalmente disponibles con tapa a presión para el almacenamiento a largo plazo o tapa con tirador para la apertura y cierre rápido (protección contra el polvo) del vial.

El suministro se realiza sin tapa ni tapón. Pedir por separado la tapa de ajuste (código 6.283 275 o 6.283 276).

- Sin efectos de memoria
- Prácticamente no hay arrastre debido a las superficies extremadamente hidrofóbicas, antiadhesivas y lisas
- Alta estabilidad térmica, de -200 °C a +260 °C
- Inertes contra casi todas las sustancias químicas
- Fáciles de limpiar



Code	Description	Packaging
LLG06283272	Sample vessel 1.5ml, PFA OD 13.5mm, w/1	1 pz.
LLG06283273	Sample vessel 2.5ml, PFA OD 13.5mm, w/1	1 pz.
LLG06283274	Sample vessel 4ml, PFA OD 14mm, w/o. /1	1 pz.
LLG06283275	Lid with knob, PFA, OD 16mm for sampl/1	1 pz.
LLG06283276	Snap-on lid, PFA, OD 18mm for sample /1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

