



## Viales para automuestreador, PFA

### Viales para automuestreador, PFA

Graduación en relieve con subdivisiones de 1 ml. Material translúcido. Interior cónico.

Opcionalmente disponibles con tapa a presión para el almacenamiento a largo plazo o tapa con tirador para la apertura y cierre rápido (protección contra el polvo) del vial.

El suministro se realiza sin tapa ni tapón. Pedir por separado la tapa de ajuste (código 6.283 275 o 6.283 276).

-Sin efectos de memoria

-Prácticamente no hay arrastre debido a las superficies extremadamente hidrofóbicas, antiadhesivas y lisas

-Alta estabilidad térmica, de -200 °C a +260 °C

-Inertes contra casi todas las sustancias químicas

-Fáciles de limpiar



Code	Description	Packaging
LLG06283272	Sample vessel 1.5ml, PFA OD 13.5mm, w/1	1 pz.
LLG06283273	Sample vessel 2.5ml, PFA OD 13.5mm, w/1	1 pz.
LLG06283274	Sample vessel 4ml, PFA OD 14mm, w/o. /1	1 pz.
LLG06283275	Lid with knob, PFA, OD 16mm for sampl/1	1 pz.
LLG06283276	Snap-on lid, PFA, OD 18mm for sample /1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

