

**Registrador de datos de temperatura LOG100/LOG100 Cryo**

Dostmann electronic

**Registrador de datos de temperatura LOG100/LOG100 Cryo**

Pantalla grande para visualización de los valores momentáneos, el estado de la batería, software de ventana de fácil acceso. Instrumento perfectamente diseñado para controlar el transporte o el almacenamiento según HACCP.

- Control de calidad en el laboratorio, en la producción o en el almacén
- Condiciones ambientales en los talleres de producción
- Condiciones ambientales en la central eléctrica
- Control de neveras para la industria farmacéutica
- Memoria para 60000 grupos de datos
- Resistente al agua IP 65

**Pedir software con cable USB por separado (art. nr. 9.726.413).**

**Especificaciones LOG100 // LOG100 Cryo**

**Margen de medición interno:**

**Margen de medición externo: -30 ... 70 °C // -10 ... 70 °C**

**-50 ... 125 °C // -200 ... 350 °C**

**Resolución: 0,1 °C**

**Exactitud ( $\pm 1$  dígito)  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  (-20 ... 50 °C), o bien  $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$  // Interno:  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  (-20 ... 50 °C), o bien  $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$ , Externo:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  (-200 ... 250 °C), o bien  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$**

**Carcasa: Plástico (ABS)**

**Batería: 1 x CR2032**

**Dimensiones: 92 x 55 x 21 mm // 88 x 55 x 20 mm**

**Peso: 95 g**

**Función de alarma: Alarma para valores de humedad y/o temperatura por encima o por debajo**

**Función de calibración**



Code	Description	Packaging
LLG09726411	Temperature logger LOG100-30...+70:0,5°	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

