

**Registrador de datos de temperatura LOG100/LOG100 Cryo**

Dostmann electronic

Registrador de datos de temperatura LOG100/LOG100 Cryo

Pantalla grande para visualización de los valores momentáneos, el estado de la batería, software de ventana de fácil acceso. Instrumento perfectamente diseñado para controlar el transporte o el almacenamiento según HACCP.

- Control de calidad en el laboratorio, en la producción o en el almacén
- Condiciones ambientales en los talleres de producción
- Condiciones ambientales en la central eléctrica
- Control de neveras para la industria farmacéutica
- Memoria para 60000 grupos de datos
- Resistente al agua IP 65

Pedir software con cable USB por separado (art. nr. 9.726.413).

Especificaciones LOG100 // LOG100 Cryo

Margen de medición interno:

Margen de medición externo: -30 ... 70 °C // -10 ... 70 °C

-50 ... 125 °C // -200 ... 350 °C

Resolución: 0,1 °C

Exactitud (± 1 dígito) $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (-20 ... 50 °C), o bien $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$ // Interno: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (-20 ... 50 °C), o bien $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$, Externo: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (-200 ... 250 °C), o bien $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$

Carcasa: Plástico (ABS)

Batería: 1 x CR2032

Dimensiones: 92 x 55 x 21 mm // 88 x 55 x 20 mm

Peso: 95 g

Función de alarma: Alarma para valores de humedad y/o temperatura por encima o por debajo

Función de calibración



Code	Description	Packaging
LLG09726411	Temperature logger LOG100-30...+70:0,5°	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

