

**Toallitas WypAll\* X60, resistentes al desgarro**

Kimberly-Clark GmbH

**Toallitas WypAll\* X60, resistentes al desgarro**

Material Hydroknit\*. Para un uso general. Los paños Wypall\* X son multiuso, resistentes y económicos. Absorben el líquido rápidamente y su tejido los hace resistentes al desgarro. Muy resistentes, incluso cuando están húmedos. La estructura exclusiva del tejido Hydroknit\* utilizado para Wypall\* X garantiza que estos paños proporcionan una limpieza y un barrido duraderos y económicos en toda la gama de aplicaciones posibles.



Code	Description	Packaging
LLG09413019	WYPALL® X60 wipes 24.5x42 cm compressed, li	1 pz.
LLG09413034	Tear-resistant wipes, individual wipes, z	12 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

