

**Toallitas WypAll* X60, resistentes al desgarro**

Kimberly-Clark GmbH

Toallitas WypAll* X60, resistentes al desgarro

Material Hydroknit*. Para un uso general. Los paños Wypall* X son multiuso, resistentes y económicos. Absorben el líquido rápidamente y su tejido los hace resistentes al desgarro. Muy resistentes, incluso cuando están húmedos. La estructura exclusiva del tejido Hydroknit* utilizado para Wypall* X garantiza que estos paños proporcionan una limpieza y un barrido duraderos y económicos en toda la gama de aplicaciones posibles.



Code	Description	Packaging
LLG09413019	WYPALL® X60 wipes 24.5x42 cm pressed, li	1 pz.
LLG09413034	Tear-resistant wipes, individual wipes, z	12 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

