

**Agitador Moebius, acero inoxidable 1.4571**

IKA

Agitador Moebius, acero inoxidable 1.4571

Genera flujo axial. Para extraer el material que se va a mezclar por arriba. Para agitar y manipular líquidos de viscosidad media a baja. Recomendado para velocidades medias.



Code	Description	Packaging
LLG06265593	Moebius stirrer R 3000.1 small, Ø 100mm	1 pz.
LLG06265594	Moebius stirrer R 3001.1 wide, Ø 100mm,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

