

**Agitador en espiral, acero inoxidable 1.4571**

IKA

Agitador en espiral, acero inoxidable 1.4571

Genera flujo axial. El medio es transportado de abajo hacia arriba. Para una mezcla homogénea y el intercambio de calor de medios de viscosidad media a alta. Recomendado para un funcionamiento a velocidad media.



Code	Description	Packaging
LLG06265595	Spiral stirrer R 3003 Ø 50mm, length 35	1 pz.
LLG06265596	Spiral stirrer R 3003.1 Ø 100mm, length	1 pz.
LLG06265597	Spiral stirrer R 3003.2 Ø 150mm, wave Ø	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

